

「モナーテメディカル」商品の特徴

モナーテメディカル株式会社
奥田 雅子

日頃は、弊社のメディカル商品『モナーテメディカル』をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

以下にモナーテメディカルの「おむつカバー各種」、「シート各種」、「peesパット各種」の商品特徴を記載させていただきました。セールスの際の一助になれば幸いです。これからも弊社商品ご愛顧の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。

1. モナーテメディカル「おむつカバー」各種

● 素材や形の特徴

- ① 素材は、ポリエステルスムーズ生地の貼り合わせ。
- ② ハイモナックス素材（ロータスボンド加工）で、通気性（透湿性）と防水性を兼ね備えた素材です。
- ③ ソフトな肌触りで、伸縮性がある上に通気性があるのでムシやタダレを防ぎます。
- ④ 二重股部分は、ソフトタッチのオペロンゴムを使用しておりますので、お肌にやさしくフィットし、おむつのはみ出しを防ぎます。
- ⑤ 腰ゴムは、幅広のオペロンゴムを使用。かさばらず、耐久性も抜群です。

● オープン型カバー



※商品の形とパッケージ

- ① マジックテープ止めですので、少々のサイズ調整が出来ますので、重宝です。「横になる機会の多い方」に最適の商品です。
- ② ベルクロマジックテープを使用し、オスの部分にもメスマジックを配し、洗濯時には折り曲げていただくことにより、オスマジックにはゴミが付きにくく、長持ちすると共に、洗濯時に他の商品に引っかかりにくくなります。
- ③ サイズ構成は、小人用（3才・5才）、中人用（10才・15才）から、M・L・LL・LLL と幅広く、ピッタリのサイズをお選びいただけます。
※小人用・中人用は客注扱いですので、在庫や納期をご確認下さい。
※各商品の部位のサイズは、最終ページのサイズ表をご参照下さい。

モナーテメディカル株式会社

〒631-0006 奈良市西登美ヶ丘6-21-3

電話 0742-45-3581 FAX 0742-45-3588

URL:<http://web1.kcn.jp/m-medical> Mail : m-medical@kcn.jp

● パンツ型カバー



※商品の形とパッケージ

- ① パンツ型おむつカバーですので、ご自分で脱ぎ着がし易い商品です。「自立しておられる方」に最適の商品です。
- ② サイズ構成は、小人用（3才・5才）、中人用（10才・15才）から、M・L・LL・LLL と幅広く、ピッタリのサイズをお選びいただけます。
※小人用・中人用は客注扱いですので、在庫や納期をご確認下さい。
※各商品の部位のサイズは、最終ページのサイズ表をご参照下さい。

● おむつ組み入れパンツ型カバー（失禁パンツ）



※商品の形とパッケージ

- ① おむつ組入のパンツ型カバーです。少々のおもらしには対応可能ですので「少々のおもらしが心配な方」に最適の商品です。
- ② 表生地にはストレッチパイルを、中にはエアニットおむつを縫い込んでありますので、おむつを着用していただくだけで大丈夫です。
- ③ 肌に当たる部分にはネットを使用していますので、ベタつかず不快感がありません。
※参考の吸水量は、以下です。
3才用：130cc、5才用：140cc、10才用：145cc、15才用：170cc
S：170cc、M：210cc、L：220cc、LL：290cc、LLL：350cc
- ④ サイズ構成は、小人用（3才・5才）、中人用（10才・15才）から、M・L・LL・LLL と幅広く、ピッタリのサイズをお選びいただけます。
※小人用・中人用は客注扱いですので、在庫や納期をご確認下さい。
※各商品の部位のサイズは、最終ページのサイズ表をご参照下さい。

モナーテメディカル株式会社

〒631-0006 奈良市西登美ヶ丘6-21-3

電話 0742-45-3581 FAX 0742-45-3588

URL:<http://web1.kcn.jp/m-medical> Mail : m-medical@kcn.jp

● 前開き・パンツ型カバー（客注扱い商品）



※商品の形とパッケージ

- ① パンツ型カバーでおむつの取り替えがし易いよう、マジックテープで開閉出来るようにしてあります。「自立しておられる方」に便利な商品です。
- ② パンツ型で前の部分が開きますので、おむつの取り替えが簡単で便利です。
- ③ サイズ構成は、M・L・LL・LLL と幅広く、ピッタリのサイズをお選びいただけます。

※前開き・パンツ型カバーは客注扱いですので、在庫や納期をご確認下さい。

※各商品の部位のサイズは、最終ページのサイズ表をご参照下さい。


● 小人用（3才・5才）カバー、中人用（10才・15才）カバー

- ① オープン型、パンツ型、おむつ組入パンツ型に用意しました。
- ② オープン型は、小人用の型と中人用の型に違いがありますのでご注意ください。

※小人用・中人用カバーは客注扱いですので、在庫や納期をご確認下さい。

※各商品の部位のサイズは、最終ページのサイズ表をご参照下さい。

小人用オープン型



パンツ型

中人用オープン型



おむつ組入パンツ型

パッケージ



モナーテメディカル株式会社

〒631-0006 奈良市西登美ヶ丘6-21-3

電話 0742-45-3581 FAX 0742-45-3588



URL:<http://web1.kcn.jp/m-medical> Mail:m-medical@kcn.jp

2. モナーテメディカル「防水シート&吸水・防水シート」各種

● ハイモナックスシート（ポリエステル防水シート）

- ① おむつかバーに使用している素材と同じ生地を利用したシートです。通気性（透湿性）と防水性を兼ね備えた素材を使用しています。
- ② 表面は撥水し、防水しますのでベッドや布団が濡れない防水シートです。
- ③ サイズは 110X72cm、145x90cm の2サイズです。それぞれのサイズに「綿布付」があります。（短辺に 40cm 巾のすべり止め綿布が付きます）


110x72cm
と
145x90cm




● 綿ネルシート（表：吸水、中：防水シート）

- ① 綿のピエラ素材の貼り合わせ商品です。表と裏の綿素材は吸水し、中に防水加工がしてありますので、表面では吸水しても裏にはしみ出しません。
- ② 綿ネル生地です。ソフトな肌触りで、滑りにくい商品です。
- ③ サイズは 110X90cm、140x90cm の2サイズです。110X90cm には、「綿布付」があります。（短辺に 40cm 巾のすべり止め綿布が付きます）

110x90cm
と
140x90cm





※ハイモナックスシートや綿ネルシートには、ベッドに挟み込み、ズレにくくなる「すべり止め綿布付商品」もあります。用途に合わせてご利用下さい。

※尚、綿布付商品は客注扱いですので、在庫や納期をご確認下さい。

3. モナーテメディカル「ビーズパット」各種


- 素材や型の特徴

- ① 表素材は、ポリエステル/75%、綿/25%の針抜きパイル素材で通気性も良く、汚れた時には丸洗い出来ます。
- ② 中身は「発泡スチロール粒子」(ポリスチレン/100%)ですので、柔らかなタッチで体にフィットします。
- ③ 用途に合わせて、色々な形を用意しました。床ずれ防止に役立ちます。


<取扱いのご注意>

中身の発泡流(ポリスチレン)は、熱により縮むおそれがありますので、タンブラー乾燥機やアイロン、熱湯等で、80度以上の加熱しないようご注意ください。


- ひじ・かかと用 (サイズ：21cmX15cm)




- 角座(肩・腰用) (サイズ：42cmX30cm)



- 枕型(枕・腰用) (サイズ：34cmX50cm)



- 車椅子用(痔の方用) (サイズ：42cmX42cm)




- 波型（車椅子用） （サイズ：47cmX37cm）




- 波型（ベッド用） （サイズ：74cmX65cm）



- 円座クッション・小 （サイズ：直径 26cm）



- 円座クッション・大 （サイズ：直径 36cm・内側 12cm）





モナーテメディカル・サイズ表

品番	JANコード	商品名・サイズ	体重	腰回り	股上	尻回り	股回り
18-01011	4580169300051	オープン型・S	50kg	62-80cm	38cm	85-95cm	40-52cm
18-01012	4580169300068	オープン型・M	60kg	78-90cm	41cm	95-105cm	45-58cm
18-01013	4580169300075	オープン型・L	70kg	82-100cm	44cm	105-115cm	50-64cm
18-01014	4580169300082	オープン型・LL	80kg	88-110cm	47cm	115-125cm	55-70cm
18-01041	4580169300099	オープン型・LLL	90kg	108-120cm	52cm	125-135cm	60-76cm
18-11001	4580169300105	パンツ型・S	50kg	52-80cm	35cm	80cm	39cm
18-11002	4580169300112	パンツ型・M	60kg	54-86cm	38cm	88cm	42cm
18-11003	4580169300129	パンツ型・L	70kg	62-92cm	41cm	96cm	45cm
18-11004	4580169300136	パンツ型・LL	80kg	66-110cm	44cm	110cm	48cm
18-11060	4580169300143	パンツ型・LLL	90kg	72-120cm	46cm	120cm	50cm
18-11011	4580169300150	失禁パンツ・S	50kg	52-80cm	35cm	80cm	39cm
18-11012	4580169300167	失禁パンツ・M	60kg	54-86cm	38cm	88cm	42cm
18-11013	4580169300174	失禁パンツ・L	70kg	62-92cm	41cm	96cm	45cm
18-11014	4580169300181	失禁パンツ・LL	80kg	66-110cm	44cm	110cm	48cm
18-11015	4580169300198	失禁パンツ・LLL	90kg	70-116cm	45cm	118cm	56cm
18-11031	4580169300204	前開きパンツ型・S	50kg	52-80cm	35cm	80cm	39cm
18-11032	4580169300211	前開きパンツ型・M	60kg	54-86cm	38cm	88cm	42cm
18-11033	4580169300228	前開きパンツ型・L	70kg	62-92cm	41cm	96cm	45cm
18-11034	4580169300235	前開きパンツ型・LL	80kg	66-110cm	44cm	110cm	48cm
18-11035	4580169300242	前開きパンツ型・LLL	90kg	72-120cm	46cm	120cm	50cm
18-01001	4580169300013	オープン型・3才用	15kg	46-58cm	26cm	60-65cm	24-30cm
18-01002	4580169300020	オープン型・5才用	20kg	48-60cm	29cm	65-70cm	26-38cm
18-01003	4580169300037	オープン型・10才用	30kg	52-65cm	32cm	70-75cm	30-42cm
18-01004	4580169300044	オープン型・15才用	40kg	58-70cm	35cm	75-85cm	35-46cm
18-11041	4580169300259	パンツ型・3才用	15kg	34-44cm	24cm	60cm	24cm
18-11042	4580169300266	パンツ型・5才用	20kg	36-46cm	27cm	64cm	30cm
18-11043	4580169300273	パンツ型・10才用	30kg	42-56cm	30cm	68cm	34cm
18-11044	4580169300280	パンツ型・15才用	40kg	48-64cm	33cm	74cm	37cm
18-21001	4580169300297	おむつ組み入れ型・3才用	15kg	34-44cm	24cm	60cm	28cm
18-21002	4580169300303	おむつ組み入れ型・5才用	20kg	36-46cm	27cm	64cm	30cm
18-21003	4580169300310	おむつ組み入れ型・10才用	30kg	42-56cm	30cm	68cm	34cm
18-21004	4580169300327	おむつ組み入れ型・15才用	40kg	48-64cm	33cm	74cm	37cm

モナーテメディカル株式会社

〒631-0006 奈良市西登美ヶ丘6-21-3

電話 0742-45-3581 FAX 0742-45-3588

URL:<http://web1.kcn.jp/m-medical> Mail : m-medical@kcn.jp